


## **SET LARINGOSCOPIO F.O. LED MAXLITE FLEXI - 1 lama Mc-Intosh 3**



**Set deluxe che include un manico F.O. ricaricabile, una F.O. Mc Intosh n. 3 e una lampadina.**

La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una visibilità completa del processo di intubazione anche in caso di condizioni anatomiche difficili.

**Una migliore visibilità e una minore forza di leva riducono il rischio di lesioni della laringe e dei denti.**

- costruzione in acciaio inox, finitura opaca
- utilizzabile con tutti i manici della gamma "Green"
- compatibile con le norme "Green" ISO 7376
- il canale migliora l'area di visualizzazione
- fascio di fibre da 4,5 mm con più di 6.500 fibre individuali
- fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione della luce 20.000 lux con lampadina LED 2,5V
- 2 batterie C" o batterie ricaricabili (non incluse)

- autoclavabile a 134° C, circa 2.000 volte
- compatibile con la sterilizzazione al plasma (Sterrad 100 NX)