

## LAMA LARINGO FLEXI F.O. MAXLITE MC-INTOSH N. 3



La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una visibilità completa del processo di intubazione anche in caso di condizioni anatomiche difficili.\_

—

Una migliore visibilità e una minore forza di leva riducono il rischio di lesioni della laringe e dei denti.\_

—

—

—

- costruzione in acciaio inox, finitura opaca\_

—

- utilizzabile con tutti i manici della gamma "Green" \_

—

- compatibile con le norme "Green" ISO 7376\_

—

- il canale migliora l'area di visualizzazione\_

—

- autoclavabile a 134° C, circa 2.000 volte\_

—

- compatibile con la sterilizzazione al plasma (Sterrad 100 NX)