

HYPOR FILM MEDICAZIONE DI FISSAGGIO 10x20 cm conf. 25 pz.



HYPOR FILM MEDICAZIONE PER FISSAGGIO - STERILE_

—

—

—

- Hypor film 10 x 20 cm_

—

—

—

Medicazione adesiva sterile su pellicola di poliuretano trasparente, per fissare cateteri, garze, bende e altre medicazioni._

—

La pellicola funge da barriera contro acqua e batteri._

—

Permeabile all'aria e al vapore acqueo, lascia respirare la cute ed evita il rischio di macerazione._

—

Confezionata singolarmente._

- Substrato estremamente elastico e altamente conformabile per aree sensibili._
- Riduce il rischio di fuoriuscite di fluidi e infezioni._
- Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE._
- Dispositivo medico di Classe I._
-
-
- Angoli arrotondati per evitare il distacco della medicazione._
- Adesivo acrilico ipoallergenico, dermatologicamente testato._
- Rivestimento protettivo facilmente rimovibile anche indossando guanti._
- Made in Italy.