

RETE TUBOLARE ELASTICA - calibro C per braccio e spalla - latex free



RETE TUBOLARE ELASTICA - calibro C per braccio e spalla

RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX®

- Materiale: ZEROLATEX (poliammide 86%, elastomeri 14%)
- Rete per mano, gomito, braccio
- Linea: C
- Larghezza mm: 38 (La differenza di larghezza tra Poly e Zerolatex è dovuta alla diversa elasticità dei materiali)
- Lunghezza sotto tensione: 25 m

Rete tubolare elastica leggera, morbida e traspirante, ideale per l'applicazione di medicazioni e garze.

Grazie alla sua struttura unica, può essere utilizzata per qualsiasi parte del corpo, garantendo l'adesione perfetta della medicazione, un grado ottimale di compressione e il massimo confort del paziente.

Può essere tagliata alla lunghezza desiderata.

Due linee: Poly (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%) e Zerolatex (poliammide 86%, elastomeri 14%).

Scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, DE) e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, PL, BG, GR, RO, SE, SI, NO, NL, LT, LV, CZ, DK, FI, RU, TR, SK, EE, JP, Arabo).

Made in Italy.

Rete Tubolare Elastica Calibro C per Fissaggio Medicazioni su Braccio e Spalla

La Rete Tubolare Elastica Calibro C Latex Free è una soluzione pratica e professionale per il fissaggio rapido e sicuro di medicazioni, garze e bendaggi su braccio, gomito e spalla. Grazie alla sua struttura elastica a rete, garantisce un'eccellente adattabilità alle diverse conformazioni anatomiche, assicurando stabilità della medicazione senza limitare i movimenti del paziente.

Realizzata con materiali di alta qualità e completamente priva di lattice, è particolarmente indicata per pazienti con sensibilità o allergie al lattice. La composizione elastica permette una distribuzione uniforme della pressione, favorendo comfort e traspirabilità anche durante utilizzi prolungati.

La rete può essere facilmente tagliata alla lunghezza desiderata senza sfilacciarsi, consentendo una gestione semplice e veloce nelle strutture sanitarie, negli studi medici, nelle farmacie e nell'assistenza domiciliare. Il calibro C è specificamente studiato per applicazioni su braccio e spalla, garantendo una vestibilità ottimale e un fissaggio efficace della medicazione.

Leggera, morbida e resistente, rappresenta una valida alternativa ai sistemi tradizionali di fissaggio, migliorando il comfort del paziente e facilitando le operazioni di medicazione.

FAQ - Domande e Risposte

Per quali parti del corpo è indicata?

È specifica per applicazioni su braccio, gomito e spalla.

Contiene lattice?

No, è completamente latex free.

Può essere tagliata alla misura desiderata?

Sì, la rete può essere facilmente tagliata in base alle necessità.

A cosa serve la rete tubolare elastica?

Serve per fissare medicazioni, garze e bendaggi in modo pratico e sicuro.

È adatta per uso professionale e domiciliare?

Sì, può essere utilizzata sia in ambito sanitario professionale sia a domicilio.

Rete Tubolare Elastica Calibro C latex free per fissaggio di medicazioni su braccio e spalla.
Morbida, elastica, traspirante e facile da applicare.