

RETE TUBOLARE ELASTICA - calibro F per spalle, bacino, gambe - latex free



RETE TUBOLARE ELASTICA SURGIFIX®_

-
-
-
- Materiale: ZEROLATEX (poliammide 86%, elastomeri 14%)_
-
- Rete per testa, spalla, pelvi, gamba_
-
- Linea: F_
-
- Larghezza mm: 78 (La differenza di larghezza tra Poly e Zerolatex è dovuta alla diversa elasticità dei materiali)_
-
- Lunghezza sotto tensione: 25 m_
-
-
-

Rete tubolare elastica leggera, morbida e traspirante, ideale per l'applicazione di medicazioni e garze._

–

Grazie alla sua struttura unica, può essere utilizzata per qualsiasi parte del corpo, garantendo l'adesione perfetta della medicazione, un grado ottimale di compressione e il massimo confort del paziente._

–

Può essere tagliata alla lunghezza desiderata._

–

Due linee: Poly (poliestere 38%, poliammide 35%, lattice 27%) e Zerolatex (poliammide 86%, elastomeri 14%)._

–

–

–

Scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, DE) e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, PL, BG, GR, RO, SE, SI, NO, NL, LT, LV, CZ, DK, FI, RU, TR, SK, EE, JP, Arabo)._

–

–

–

Made in Italy.