

GARZA LAPARATOMICA 10x60 cm - 4 fili conf. 600 pz.



GARZA LAPAROTOMICA - non sterile_

—

—

—

• Dimensioni: 10x60 cm_

—

• Strati: 4_

—

• Fili: 20_

—

—

—

Garza 100% in cotone a 4 strati con 20 fili/cm², cucita sui lati e altamente assorbente._

—

Filo di bario radiopaco intessuto nella garza, realizzato in polipropilene biocompatibile, con il 60% di solfato di bario._

—

Dispositivo Medico di Classe IIa secondo 93/42/CEE, 2007/47/CEE._

—

Senza lattice.