

## **GARZA LAPARATOMICA 30x30 cm - 4 fili conf. 600 pz.**



GARZA LAPAROTOMICA - non sterile\_

—

—

—

• Dimensioni: 30x30 cm\_

—

• Strati: 4\_

—

• Fili: 20\_

—

—

—

Garza 100% in cotone a 4 strati con 20 fili/cm<sup>2</sup>, cucita sui lati e altamente assorbente.\_

—

Filo di bario radiopaco intessuto nella garza, realizzato in polipropilene biocompatibile, con il 60% di solfato di bario.\_

—

Dispositivo Medico di Classe IIa secondo 93/42/CEE, 2007/47/CEE.\_

—

Senza lattice.