

PADS ASSORBENTI 20 x 20 cm - sterili conf. 30 pz.



TAMPONI ASSORBENTI STERILI

Ideale nelle situazioni in cui è necessaria una grande capacità di assorbimento, come le suture e le ferite croniche.

Realizzato in polpa di cellulosa, polipropilene bianco e blu e carta velina.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

I Pads Assorbenti Sterili 20 x 20 cm sono tamponi medicali ad alta capacità assorbente progettati per la gestione professionale di ferite, suture, medicazioni post-operatorie e lesioni croniche.

Realizzati in polpa di cellulosa con rivestimento in polipropilene bianco e blu e carta velina, garantiscono elevata assorbenza e protezione dell'area trattata, contribuendo a mantenere l'ambiente della ferita pulito e controllato. La struttura sterile li rende ideali per utilizzo sanitario professionale in ospedali, ambulatori, studi medici e assistenza domiciliare.

Grazie al formato 20 x 20 cm, questi pads risultano pratici per coprire superfici più ampie o per situazioni che richiedono un elevato potere assorbente, come medicazioni chirurgiche, drenaggi o ferite con essudato abbondante.

La confezione da 30 pezzi rappresenta una soluzione pratica e conveniente per l'utilizzo quotidiano in ambito sanitario e professionale.

FAQ - Domande e Risposte

I pads sono sterili?

Sì, sono dispositivi sterili pronti all'uso.

Per quali utilizzi sono indicati?

Sono ideali per ferite, suture e medicazioni ad alta assorbenza.

Quali sono le dimensioni dei pads?

Le dimensioni sono 20 x 20 cm.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione contiene 30 pads sterili.

Sono adatti all'uso professionale sanitario?

Sì, sono indicati per ospedali, ambulatori e assistenza domiciliare.

Pads assorbenti sterili 20x20 cm conf. 30 pz ad alta capacità assorbente.

Ideali per medicazioni, ferite chirurgiche e uso sanitario professionale.