

ROTOLI GARZA COTONE 80 cm x 1 m



ROTOLI DI GARZA 100% COTONE_

—

—

—

Rotoli di garza 100% in cotone con 20 fili/cm² conformi alla farmacopea europea e a EN 14079._

—

Rilevabili ai raggi (circa 60% bario solfato), larghezza 80 cm, piegato da 8 a 10 cm strati._

—

—

—

- Larghezza stesa: 80 cm x 1 m_

—

- Larghezza piegata: 10 cm x 1 m_

—

- Strati: 8_

—

- Fili cm: 20_

-
-
-

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.