

## ROTOI GARZA COTONE 80 cm x 2 m



### ROTOI DI GARZA 100% COTONE\_

—

—

—

Rotoli di garza 100% in cotone con 20 fili/cm<sup>2</sup> conformi alla farmacopea europea e a EN 14079.\_

—

Rilevabili ai raggi (circa 60% bario solfato), larghezza 80 cm, piegato da 8 a 10 cm strati.\_

—

—

—

- Larghezza stesa: 80 cm x 2 m\_

—

- Larghezza piegata: 10 cm x 2 m\_

—

- Strati: 8\_

—

- Fili cm: 20\_

- 
- 
- 

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.