


TERMOMETRO DIGITALE VETERINARIA



TERMOMETRO VET DIGITALE_

—

—

—

- punta flessibile_

—

- impermeabile_

—

- Dimensioni LCD: 15 x 7 mm_

—

—

—

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR.

• Range di misurazione: 32 ~ 42,9 °C_

—

• Precisione: $\pm 0,1$ °C_

—

• Dimensioni: 138x21x10 mm_

—

- Alimentazione: 1,5V LR41_

—

- Tempo di misurazione: 60 sec.