

TERMOMETRO A DISTANZA VETERINARIO VISIOFOCUS con Bluetooth



VISIOFOCUS® VET - Bluetooth_

—
—
—

VisioFocus Vet può misurare la temperatura degli animali a distanza, senza contatto e in modo non invasivo, grazie a un sistema opzionale che indica la distanza esatta._

—

La temperatura viene misurata nell'occhio dell'animale, ma può essere misurata anche in altre aree (retto, orecchio o gengiva)._

—

Cappuccio incorporato per evitare l'ingresso di polvere e impurità._

—

Adattamento automatico all'ambiente: il software applica automaticamente un fattore di correzione in base alle condizioni ambientali, dopo almeno 5 minuti di permanenza in un locale. In alternativa, può essere eseguita una calibratura manuale (Manual Quick Calibration System, MQCS) in soli 3 secondi._

—

-
-
- Adatto per tutti gli animali._
-
- Multifunzionale: può misurare anche la temperatura di oggetti, cibi, liquidi o altre superfici._
-
- Sistema Bluetooth per collegamento con lo smartphone: la App VisioFocus Vet consente di selezionare facilmente l'animale appropriato e registrare numerosi dati._
-
- Fornito con 4 batterie AAA.
-
- Campo misurazioni corpo: 32-43,5°C (89,6-110,3°F)_
-
- Campo misurazioni generali: 1-80°C (33.8-176 °F)_
-
- Risoluzione (corpo - generale): 0,1°C (0,1°F)_
-
- Dimensioni: 144x43,5x21,5 mm (5,66x1,71x0,85") con cappuccio_
-
- Batteria: 4 AAA - LR03_
-
- Durata batteria: 3 anni o 30.000 misurazioni_
-
- Tempo di misurazione: immediato_
-
- Distanza dall'animale (calcolata da un sistema di puntamento ottico): circa 6 cm (2,4 pollici)