

## TESTINA OTOSCOPIO CHIRURGICO VETERINARIO RIESTER RI-SCOPE HL 2,5V - 10541



TESTINA OTOSCOPIO CHIRURGICO RI-SCOPE® 2,5V - 10541 - richiede 80488\_

-

-

-

- lente orientabile con ingrandimento 2,5 X\_

-

- porta-speculum scanalato mobile, agganciabile in qualsiasi posizione\_

-

- design aperto per agevolare l'uso durante la visita e l'intervento chirurgico\_

-

- innesto a baionetta per aggancio rapido e sicuro al manico\_

-

- otoscopio chirurgico interamente in metallo per una lunga durata\_

-

- sostituzione rapida della lampadina frontale