

SET OTOSCOPIO VETERINARIO RIESTER HL 2,5V manico AA - 3853



OTOSCOPIO VETERINARIO ALOGENO 2,5V manico AA - 3853_

-

-

-

Otoscopio chirurgico Ri-scope®_

-

-

-

Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili:_

-

- Ø 4 mm, lunghezza 83 mm_

-

- Ø 5 mm, lunghezza 62 mm_

-

- Ø 6 mm, lunghezza 82 mm_

-

-

-
Speculum in metallo, scanalati, sterilizzabili:_

-
- Ø 7,5 mm, lunghezza 68 mm_

-
- Ø 9,4 mm, lunghezza 92 mm_

-

-

-

1 lampadina di ricambio_

-

lente orientabile con ingrandimento 2,5 X