

SET OTO-OFTALMO VETERINARIO RIESTER DELUXE HL 2,5V manico AA - 3869



SET OTO-OFTALMOSCOPIO VETERINARIO DELUXE 2,5V manico AA - 3869_

-

-

-

Otoscopio chirurgico Ri-scope®, Oftalmoscopio Ri-scope® L1_

-

Abbassalingua Ri-scope® L, Speculum nasale Ri-scope® L_

-

-

-

Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili:_

-

- Ø 4 mm, lunghezza 83 mm_

-

- Ø 5 mm, lunghezza 62 mm_

-

- Ø 6 mm, lunghezza 82 mm_

-

-

-

Speculum in metallo, scanalati, sterilizzabili:_

-

- Ø 7,5 mm, lunghezza 68 mm_

-

- Ø 9,4 mm, lunghezza 92 mm_

-

-

-

2 lampadine di ricambio_

-

lente orientabile con ingrandimento 2,5 X