

## MISURATORE DI PRESSIONE PER ANIMALI



Sfigmomanometro elettronico per la misurazione automatica della pressione sanguigna degli animali, con ampio schermo LCD a colori ad alta definizione.\_

- 
- 
- 
- Memorizzazione fino a 100 gruppi di dati con data e ora\_
- 
- Bracciale in 5 misure: small, small/medium, medium, large, X-large\_
- 
- Funzionamento automatico con un solo tasto\_
- 
- Funzione di allarme con possibilità di impostare limiti\_
- 
- Doppia unità di misura: kPa e mmHg\_
- 
- Spegnimento automatico\_
- 
- Sensore SpO2 opzionale con clip per lingua o orecchio\_

—

—

—

Risultati scadenti con animali piccoli (segnale scarso) e irrequieti (più artefatti).\_

—

—

—

Fornito con bracciale small/medio (10-19 cm) e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT).

Metodo di misurazione: oscillometrico\_

—

Intervallo di misurazione: 0-39,6 kPa (0-297 mmHg)\_

—

Risoluzione: mmHg\_

—

Accuratezza: pressione statica:  $\pm 0,4$  kPa ( $\pm 3$  mmHg)\_

—

Gonfiaggio - sgonfiaggio: gonfiaggio automatico - sgonfiaggio automatico in più fasi\_

—

Display: LCD 2,8" a colori\_

—

Alimentazione: 4 batterie "AA" o adattatore opzionale\_

—

Sicurezza: dispositivo classe II parte applicata di tipo BF\_

—

Dimensioni - Peso: 130x110x80 mm - 300 g (senza batterie)\_

—

—

—

SpO2 - opzionale\_

—

Intervallo SpO2 : 0-100% (risoluzione 1%)\_

—

Accuratezza SpO2: 70%-100%:  $\pm 2\%$ \_

—

Intervallo FC: 30bpm-250bpm (risoluzione 1bpm)\_

—

Accuratezza PC:  $\pm 2\text{bpm}$  o  $\pm 2\%$  (il maggiore dei due valori)