

BRACCIALE NIBP 6-11 cm per 80700 - ricambio



Bracciale NIBP 6-11 cm per 80700 - Ricambio Neonatale

Bracciale neonatale per misurazione non invasiva della pressione arteriosa (NIBP), compatibile con monitor multiparametrico modello 80700. Progettato per garantire comfort e precisione nelle rilevazioni su pazienti neonati o lattanti, con circonferenza braccio compresa tra 6 e 11 cm.

Caratteristiche principali:

- Fascia morbida e resistente, adatta alla pelle delicata dei neonati
- Circonferenza braccio: 6-11 cm
- Compatibile con monitor 80700

- Connessione tramite tubo singolo con attacco rapido
- Chiusura in velcro per un fissaggio stabile e sicuro
- Materiale privo di lattice e ftalati (latex-free, DEHP-free)
- Facile da pulire e riutilizzabile

Vantaggi:

- Misurazioni accurate e affidabili anche su pazienti di piccola taglia
- Comfort ottimale durante la misurazione
- Semplice installazione e sostituzione come ricambio originale
- Conforme agli standard di sicurezza e qualità per dispositivi medici

Destinazione d'uso:

Ideale per reparti neonatali, pediatria, terapia intensiva e ambulatori che utilizzano il monitor GIMA 80700 o dispositivi compatibili per il monitoraggio della pressione non invasiva nei neonati.

Caratteristiche principali:

- Fascia morbida e resistente, adatta alla pelle delicata dei neonati
- Circonferenza braccio: 6-11 cm
- Compatibile con monitor 80700
- Connessione tramite tubo singolo con attacco rapido
- Chiusura in velcro per un fissaggio stabile e sicuro
- Materiale privo di lattice e ftalati (latex-free, DEHP-free)
- Facile da pulire e riutilizzabile