

MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRI GIMA 900 VET



MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMA 900 VET

Dispositivo veterinario multiparametrico per controllare parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP) e saturazione ossigeno (SpO2).

- schermo LCD 3,5" per revisione remota
- configurazioni flessibili di SpO2 e NIBP
- record dati storici revisionati in forma d'onda, elenco e grafico tendenze
- connessione USB per uscita dati e aggiornamento software

NIBP

Modalità misurazione: Manuale, Auto, STAT

Intervallo misurazione:

SYS mmHg 40-265

MAP mmHg 27-222

DIA mmHg 20-200

SpO2

Intervallo misurazione: 1%~100%

Accuratezza misurazione: 2% per intervallo 70 - 100%

Frequenza cardiaca

Intervallo misurazione: 30~400 bpm

Altre caratteristiche

Alimentazione: 100~240 VCA, 50/60 Hz

Batteria: Li-ion 11,1 V / 4.400 mAh

Dimensioni: 168x172xh 242 mm