

**CAMICE CHIRURGICO 35 g/m2 115 cm - sterile | Conf.
30pz**



CAMICI CHIRURGICI SPECIALISTICI - STERILI

Camici chirurgici 35 g

Lungh. 115 cm

Camici specialistici idrorepellenti e traspiranti per un effetto barriera contro fluidi e batteri.

- polsini in cotone 8 cm
- saldatura a ultrasuoni
- chiusura collo con velcro
- 4 cinghie da vita con chiusura interna ed esterna

Pre-piegati

Facile indossabilità

Tutti i camici includono due tovagliette di carta assorbente.

Conformi a UNI EN ISO 13795.

Made in Italy.