

**Camice chirurgico 40g/m2 120x140 cm - non sterile -
conf. 100 pz.**



CAMICI CHIRURGICI 40g - NON STERILI

- Lunghezza: 120 cm
- Larghezza: 140 cm
- Lunghezza manica: 58 cm
- Dimensioni imballo: 66 x 35 x 43 cm
- Confezione da 100 (10 buste da 10 pezzi)

Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione.

- idrorepellenti
- resistenti ad abrasioni
- cucitura a ultrasuoni
- ripiegati a libro
- polsini in maglia/colletto con velcro
- resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei

- trattamento antistatico
- grande permeabilità all'aria
- robusti e affidabili
- manica a giro