

## **Camice chirurgico 50 g con polsini -sterile - Conf. 30 pz.**



Camici chirurgici 50 g

Taglia L - lungh. 130 cm

Camici specialistici idrorepellenti e traspiranti per un effetto barriera contro fluidi e batteri.

- polsini in cotone 8 cm
- saldatura a ultrasuoni
- chiusura collo con velcro
- 4 cinghie da vita con chiusura interna ed esterna

Pre-piegati

Facile indossabilità

Tutti i camici includono due tovagliette di carta assorbente.

Conformi a UNI EN ISO 13795.