

**Camice chirurgico rinforzato 35 g/m2 130 cm -
sterile - conf. 30 pz.**



CAMICI CHIRURGICI 50g - STERILI

- Lunghezza: 120 cm
- Larghezza: 140 cm
- Lunghezza manica: 58 cm
- Dimensioni imballo: 66 x 37 x 38 cm

Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione.

- idrorepellenti
- resistenti ad abrasioni
- cucitura a ultrasuoni
- ripiegati a libro
- polsini in maglia/colletto con velcro
- resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei
- trattamento antistatico

- grande permeabilità all'aria
- robusti e affidabili
- manica a giro

Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond).

Peso unitario: $120 \pm 2\text{g}$

I camici sterili sono imballati in confezioni singole.

Sterilizzati con ossido di etilene