

Camice chirurgico rinforzato 50g/m2 120x140 cm - sterile conf. 50 pz.



CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI 50g - STERILI

- Lunghezza: 120 cm
- Larghezza: 140 cm
- Lunghezza manica: 58 cm
- Dimensioni imballo: 66 x 37 x 40 cm

Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione.

- idrorepellenti
- resistenti ad abrasioni
- cucitura a ultrasuoni
- ripiegati a libro
- polsini in maglia/colletto con velcro
- resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei
- trattamento antistatico

- grande permeabilità all'aria
- robusti e affidabili
- imbottitura di rinforzo 38 g (PP + PE) sul torace (50x70 cm) e sulle maniche (30 cm)
- manica a giro

Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond).

Peso unitario: 120 ± 2g

I camici sterili sono imballati in confezioni singole.

Sterilizzati con ossido di etilene