

## **Camici monouso impermeabili - Conf.100 pz.**



CAMICI PP MONOUSO IMPERMEABILI 25 g

- NON STERILE

Utilizzabili in cliniche, stanze dei pazienti, laboratori, punti di controllo, comunità e così via.  
Non adatti per terapia intensiva e sala operatoria.

- colletto con due lacci
- polsini con elastico
- maniche lunghe
- lacci in vita

Dim. imballo: 52 x 33 x 30 cm

Peso lordo: circa 6,8 kg

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.

Venduti in confezioni da 100 (10 buste da 10 pezzi).