

## Camici monouso impermeabili - Conf.100 pz.



### **CAMICI PP MONOUSO IMPERMEABILI 25 g**

- NON STERILE

Utilizzabili in cliniche, stanze dei pazienti, laboratori, punti di controllo, comunità e così via.  
Non adatti per terapia intensiva e sala operatoria.

- colletto con due lacci
- polsini con elastico
- maniche lunghe
- lacci in vita

Dim. imballo: 52 x 33 x 30 cm

Peso lordo: circa 6,8 kg

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.

Venduti in confezioni da 100 (10 buste da 10 pezzi).

La confezione include 100 camici suddivisi in pratiche buste, ideale per strutture sanitarie, studi medici, RSA, laboratori e utilizzo professionale intensivo. Grazie alla leggerezza del materiale, i camici risultano confortevoli anche durante utilizzi prolungati.

Disponibili in taglie M/L, questi camici monouso rappresentano una soluzione economica ed efficace per mantenere elevati standard igienici e organizzativi negli ambienti di lavoro.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **I camici sono sterili?**

*No, i camici sono non sterili.*

##### **Sono impermeabili?**

*Sì, sono progettati per offrire protezione impermeabile.*

##### **Quanti pezzi contiene la confezione?**

*La confezione contiene 100 camici.*

##### **Per quali ambienti sono indicati?**

*Sono adatti a cliniche, laboratori, studi medici, RSA e ambienti professionali.*

##### **Hanno polsini elasticizzati?**

*Sì, i polsini sono elasticizzati per una migliore vestibilità.*

Camici monouso impermeabili non sterili in confezione da 100 pezzi.

Ideali per cliniche, laboratori e ambienti sanitari professionali.