

Copristivali con cuciture saldate - Tipo 4B-5B-6B - Conf.20 pz.



COPRISTIVALI CON CUCITURE TERMOSALDATE - TIPO 4B-5B-6B - conf. da 20

- Dimensioni: 45 x 36 x 26 cm
- TIPO 4B-5B-6B EN 14126

I copristivali microporosi monouso per ambienti quali: camere bianche, ospedali, laboratori, industrie agroalimentari, mediche e farmaceutiche.

Aderenti e leggeri (60 g) per la massima comodità e sicurezza.

Il materiale PP offre elevata protezione contro le particelle solide quali la polvere.

Caratteristiche:

- PP + PE, microporosi
- traspiranti e antipolvere
- resistenti ai liquidi
- barriera contro il particolato fine

- permeabili all'aria e al vapore acqueo per ridurre il rischio di sollecitazione termica e contaminazione delle fibre
- lacci di chiusura, bordo elastico