

TUTA ISOLANTE BASIC - Tipo 5B-6B - monouso



La tuta isolante Basic Tipo 5B-6B monouso è un dispositivo di protezione individuale progettato per offrire una barriera efficace contro particelle solide e schizzi leggeri di liquidi. Ideale per ambienti sanitari, ambulatoriali e professionali, garantisce protezione, comfort e praticità durante le attività quotidiane.

Realizzata in tessuto non tessuto microporoso traspirante, la tuta assicura una buona vestibilità e libertà di movimento anche durante utilizzi prolungati. Il materiale leggero contribuisce a ridurre la sensazione di calore mantenendo un adeguato livello di protezione.

Dotata di cappuccio integrato, polsini elastici, elastico in vita e cerniera frontale, offre una chiusura sicura e una maggiore aderenza al corpo. La struttura è studiata per limitare il contatto con agenti contaminanti presenti nell'ambiente di lavoro.

Indicata per operatori sanitari, personale di laboratorio, servizi ambulatoriali, reparti ospedalieri, pulizie professionali e attività che richiedono protezione monouso. Ogni tuta è confezionata singolarmente per garantire igiene e praticità di utilizzo.

Disponibile in diverse taglie, rappresenta una soluzione economica ed efficace per la protezione personale in ambienti professionali e sanitari.

FAQ - Domande e Risposte

Che protezione offre la tuta Tipo 5B-6B?

Protegge da particelle solide e da schizzi leggeri di liquidi.

La tuta è monouso?

Sì, è progettata per utilizzo singolo.

È traspirante?

Sì, il tessuto microporoso favorisce comfort e traspirabilità.

La tuta ha il cappuccio?

Sì, dispone di cappuccio integrato e chiusura frontale con zip.

In quali ambienti può essere utilizzata?

È adatta per ambito sanitario, ambulatoriale, laboratoristico e professionale.

TUTE BASIC TIPO 5B - 6B - 60 g - monouso

Tute in tessuto non tessuto microporoso traspirante, con cappuccio, polsini elastici, elastico in vita, cerniera frontale.

Protezione:

Resistenti al particolato solido.

Applicazioni:

Attività all'aperto generiche, normale isolamento nei servizi ambulatoriali, nei reparti di degenza, nei locali per le dimissioni ospedaliere.

Ogni tuta è imballata singolarmente in un sacchetto di plastica.

Istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE).

DPI (UE) 2016/425 CAT III

TIPO 5B-6B EN 14126 - EN 13034

TIPO-5B: a tenuta di polvere, offre protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria

TIPO-6B: a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi