

**SACCA URINE 2000 cc -tubo 90 cm+val. antireflusso  
conf. 30 pz.**



SACCHE URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO DA 2000 cc - tubo da 90 cm - in polybag\_

—

—

—

- Busta da 30 sacche con fustella, etichette codice a barre per il rimborso e 1 gancio\_

—

—

—

- Istruzioni in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL.\_

—

- Non sterile\_

—

- Ø tubo: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm\_

—

- Privo di lattice e ftalati