

**SACCA URINE 2000 cc - tubo 130 cm+val.
antireflusso conf. 30 pz.**



SACCHE URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO DA 2000 cc - tubo da 130 cm - in polybag_

-

-

-

- Busta da 30 sacche con fustella, etichette codice a barre per il rimborso e 1 gancio_

-

-

-

- Istruzioni in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL._

-

- Non sterile_

-

- Ø tubo: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm_

-

- Privo di lattice e ftalati