


MONOCOLLANT ANTI EMBOLO 70-80



Monocollant antiembolismo con foro di ispezione, cintura regolabile, ambidestro

- Lunghezza: 70-80 cm
- Compressione mm/Hg 18-20 (alla caviglia)

Una linea di calze dedicata alla profilassi della trombo embolia prima, durante e dopo gli interventi chirurgici.

Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo aiuto nella prevenzione dell'incremento della viscosità del sangue con conseguente formazione di trombi.

L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta gradualità di compressione.

- Indicazioni per l'uso:
 - prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici.

- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche.
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici.

- Controindicazioni:

- dermatiti localizzate, eritemi, necrosi.
- stripping, edemi polmonari, trapianti.
- disturbi vascolari di origine cardiaca.
- gambe con circonferenze accentuate.

- Principali caratteristiche:

- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia.
- tallone anatomico.
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice).
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede.

Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan.

Confezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

Made in Italy.