

SACCA URINE 2000 cc - tubo 90 cm conf. 30 pz.



SACCA URINE 2000 cc - tubo 90 cm conf. 30 pz.

SACCHE URINE STANDARD DA 2000 cc - tubo da 90 cm - in polybag

- Busta da 30 sacche con fustella, etichette codice a barre per il rimborso e 1 gancio
- Istruzioni in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL.
- Non sterile
- Ø tubo: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm
- Privo di lattice e ftalati

La sacca urine da 2000 cc con tubo da 90 cm è un dispositivo monouso progettato per la raccolta sicura e igienica delle urine in ambito ospedaliero, assistenziale e domiciliare. Realizzata in materiale resistente e affidabile, offre una capacità elevata che la rende adatta per il monitoraggio e la raccolta urinaria prolungata.

Il tubo da 90 cm garantisce praticità di collegamento e libertà di posizionamento, mentre il gancio integrato consente un fissaggio semplice e sicuro al letto o ad altri supporti. La sacca è dotata di scala graduata per facilitare la lettura del volume raccolto e di un'etichetta identificativa con codice a barre per una gestione più efficiente.

Priva di lattice e ftalati, rappresenta una soluzione sicura per l'utilizzo quotidiano in strutture sanitarie, RSA, case di cura e assistenza domiciliare.

FAQ - Domande e Risposte

Qual è la capacità della sacca?

La capacità massima è di 2000 cc.

Quanto misura il tubo?

Il tubo di collegamento ha una lunghezza di 90 cm.

La sacca è sterile?

No, il prodotto è indicato come non sterile.

Contiene lattice?

No, è priva di lattice e ftalati.

Quante sacche contiene la confezione?

La confezione contiene 30 pezzi.

Sacca urine da 2000 cc con tubo da 90 cm e gancio di fissaggio.

Dispositivo monouso per raccolta urinaria, confezione da 30 pezzi.