

**SACCA URINE 2000 cc -tubo 90 cm+val. antireflusso
conf. 250 pz.**



SACCHE URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO DA 2000 cc - tubo da 90 cm - sfuse_

—

—

—

- Confezione da 250_

—

—

—

- Istruzioni in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL._

—

- Non sterile_

—

- Ø tubo: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm_

—

- Privo di lattice e ftalati