

**SACCA URINE 2000 cc - tubo 130 cm+val.
antireflusso conf. 200 pz.**



SACCHE URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO DA 2000 cc - tubo da 130 cm - sfuse_

—

—

—

- Confezione da 200_

—

—

—

- Istruzioni in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL._

—

- Non sterile_

—

- Ø tubo: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm_

—

- Privo di lattice e ftalati