

SACCA URINE DA GAMBA 750 cc - tubo 10 cm con kit bottoni conf. 30 pz.



Sacca urine da gamba 750 cc - tubo 10 cm - in polybag completa di scarico push-pull

- Confezione da 30 (Buste da 30 sacche con 1 set di cinturini)
- Istruzioni in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL.
- Non sterile
- Ø tubo: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm
- Privo di lattice e ftalati

La Sacca Urine da Gamba 750 cc con tubo da 10 cm e kit bottoni è un dispositivo pratico e discreto progettato per la raccolta delle urine durante le attività quotidiane. Grazie alla capacità di 750 cc e alle dimensioni compatte, offre comfort e libertà di movimento per l'utilizzatore.

Realizzata in materiale resistente, è dotata di sistema di scarico push-pull che consente uno svuotamento semplice e sicuro. Il kit con bottoni e cinturini inclusi facilita il fissaggio alla gamba, garantendo stabilità e comfort durante l'utilizzo.

La confezione contiene 30 sacche, ciascuna completa di set di cinturini, rendendola ideale per strutture sanitarie, RSA, assistenza domiciliare e utilizzo professionale. Il prodotto è privo di lattice e ftalati, caratteristica che contribuisce a ridurre il rischio di reazioni allergiche.

Grazie al tubo da 10 cm e alla praticità d'impiego, questa sacca urine rappresenta una soluzione affidabile per la gestione dell'incontinenza e delle esigenze uro-sanitarie quotidiane.

FAQ - Domande e Risposte

Qual è la capacità della sacca?

La sacca ha una capacità di 750 cc.

La confezione quante unità contiene?

La confezione contiene 30 sacche complete di cinturini.

È dotata di sistema di scarico?

Sì, dispone di pratico scarico push-pull.

Contiene lattice o ftalati?

No, il prodotto è privo di lattice e ftalati.

Il kit di fissaggio è incluso?

Sì, ogni sacca viene fornita con kit bottoni e cinturini.

Sacca urine da gamba 750 cc con tubo da 10 cm, sistema di scarico push-pull e kit bottoni.
Confezione da 30 pezzi, priva di lattice e ftalati.