

SACCA URINE DA GAMBA 750 cc - tubo 35 cm con kit bottoni conf. 30 pz.



Sacca urina da gamba 750 cc - tubo 35 cm - in polybag completa di scarico push-pull_

—

—

—

- Confezione da 30 (Buste da 30 sacche con 1 set di cinturini)_

—

—

—

- Istruzioni in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL._

—

- Non sterile_

—

- Ø tubo: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm_

—

- Privo di lattice e ftalati