

CATETERE ESTERNO UOMO lattice - diam 35 mm conf. 30 pz.



CATETERI ESTERNI IN LATTICE PER UOMO_

-
- Cateteri esterni per uomo realizzati in lattice medico naturale._
-
- Il tappo zigrinato evita che il sistema di drenaggio possa arrotolarsi e che il flusso di urina venga bloccato._
-
- Non sono possibili fuoriuscite o rigonfiamenti._
-
-
-
- Catetere esterno uomo Ø 35 mm_
-
- Misura: XL_
-
-
-

Sacchetto e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, RO, HU, SE, FI, GR, BG)