

CATETERE ESTERNO UOMO lattice - diam 40 mm conf. 30 pz.



CATETERI ESTERNI IN LATTICE PER UOMO_

—

Cateteri esterni per uomo realizzati in lattice medico naturale._

—

Il tappo zigrinato evita che il sistema di drenaggio possa arrotolarsi e che il flusso di urina venga bloccato._

—

Non sono possibili fuoriuscite o rigonfiamenti._

—

—

—

- Catetere esterno uomo Ø 40 mm_

—

- Misura: XXL_

—

—

—

Sacchetto e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, RO, HU, SE, FI, GR, BG)