

CATETERE ESTERNO diam 30 mm + FASCIA HYDROCOLLOID conf. 30 pz.



KIT: CATETERE ESTERNO PER UOMO + STRISCIA ADESIVA IN BUSTA

Cateteri esterni per uomo realizzati in lattice medico naturale.

Il tappo zigrinato evita che il sistema di drenaggio possa arrotolarsi e che il flusso di urina venga bloccato.

Non sono possibili fuoriuscite o rigonfiamenti.

- Kit: catetere Ø 30 mm + fascia idrocolloidale
- Misura: L

Sacchetto e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, RO, HU, SE, FI, GR, BG)

Realizzato in lattice medica naturale, garantisce una buona adattabilità anatomica e un elevato comfort durante l'utilizzo quotidiano.

La fascia adesiva hydrocolloid contribuisce a migliorare il fissaggio del dispositivo alla pelle, offrendo maggiore stabilità e riducendo il rischio di distacchi accidentali. Il particolare design

con tappo zigrinato aiuta a prevenire piegature del sistema di drenaggio e ostacoli al corretto flusso urinario.

Il catetere esterno è indicato per utilizzo domiciliare, ospedaliero e assistenziale, rappresentando una soluzione efficace per pazienti con incontinenza urinaria o difficoltà nella gestione della minzione. La confezione da 30 pezzi è ideale per utilizzo frequente e continuativo.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il catetere esterno maschile?

Serve per la gestione dell'incontinenza urinaria maschile.

La fascia hydrocolloid migliora l'adesione?

Sì, aiuta a garantire maggiore stabilità e comfort sulla pelle.

Il prodotto è indicato per uso quotidiano?

Sì, è adatto sia per utilizzo domiciliare che assistenziale.

Il sistema favorisce il corretto drenaggio?

Sì, il design riduce il rischio di piegature e blocchi del flusso urinario.

La confezione contiene 30 pezzi?

Sì, il kit include 30 cateteri esterni monouso.

Catetere esterno uomo diam. 30 mm con fascia hydrocolloid conf. 30 pezzi.

Soluzione pratica e confortevole per incontinenza urinaria maschile.