

**CATETERE ESTERNO diam 30 mm +FASCIA  
HYDROCOLLOID conf. 30 pz.**



KIT: CATETERE ESTERNO PER UOMO + STRISCIA ADESIVA IN BUSTA\_

—

Cateteri esterni per uomo realizzati in lattice medico naturale.\_

—

Il tappo zigrinato evita che il sistema di drenaggio possa arrotolarsi e che il flusso di urina venga bloccato.\_

—

Non sono possibili fuoriuscite o rigonfiamenti.\_

—

—

—

• Kit: catetere Ø 30 mm + fascia idrocolloidale\_

—

• Misura: L\_

—

—

—

Sacchetto e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, RO, HU, SE, FI, GR, BG)