

**CATETERE ESTERNO diam 35 mm +FASCIA
HYDROCOLLOID conf. 30 pz.**



KIT: CATETERE ESTERNO PER UOMO + STRISCIA ADESIVA IN BUSTA_

—

Cateteri esterni per uomo realizzati in lattice medico naturale._

—

Il tappo zigrinato evita che il sistema di drenaggio possa arrotolarsi e che il flusso di urina venga bloccato._

—

Non sono possibili fuoriuscite o rigonfiamenti._

—

—

—

• Kit: catetere Ø 35 mm + fascia idrocolloidale_

—

• Misura: XL_

—

—

—

Sacchetto e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, RO, HU, SE, FI, GR, BG)