


SISTEMA DI FISSAGGIO 3 in 1 per sacche urine, tubo e catetere conf. 2 pz.



Pratica e discreta fascia universale completa per fissare una sacca urina, un tubo di sacca urina o un catetere._

–

–

–

La fascia Z-strap appositamente progettata è fabbricata in tessuto medico di massima qualità che evita le irritazioni; la bordatura in silicone sul lato interno mantiene ferma la fascia, evitando disagi._

–

–

–

- misura unica (lunghezza 70 cm), da tagliare per ottenere la dimensione desiderata_

–

- la banda larga (5 cm) distribuisce meglio la pressione e il peso, specialmente per i diabetici_

–

- facilità di applicazione per infermieri e pazienti, veloce da mettere e togliere_

-
- delicata sulla pelle, senza adesivi / non richiede depilazione_
-
- fascette di fissaggio per tubi di drenaggio_
-
- evita le lesioni causate da movimenti bruschi_
-
- si adatta a tutte le misure di sacche urina e sacche urina da gamba_
-
- riutilizzabile, lavabile in lavatrice, non si restringe_
-
- evita lesioni da pressione, la banda larga esercita meno pressione per cm2