

COPRISTIVALI - Tipo 5B-6B - Conf. 500 pz



COPRISTIVALI - TIPO 5B-6B - conf. da 500 (25 sacchetti da 20)

- Dimensioni: 45 x 36 x 26 cm
- TIPO 5B-6B EN 14126

I copristivali microporosi monouso per ambienti quali: camere bianche, ospedali, laboratori, industrie agroalimentari, mediche e farmaceutiche.

Aderenti e leggeri (60 g) per la massima comodità e sicurezza.

Il materiale PP offre elevata protezione contro le particelle solide quali la polvere.

Caratteristiche:

- PP + PE, microporosi
- traspiranti e antipolvere
- resistenti ai liquidi
- barriera contro il particolato fine
- permeabili all'aria e al vapore acqueo per ridurre il rischio di sollecitazione termica e

contaminazione delle fibre

- lacci di chiusura, bordo elastico

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE.

Caratteristiche:

- PP + PE, microporosi
- traspiranti e antipolvere
- resistenti ai liquidi
- barriera contro il particolato fine
- permeabili all'aria e al vapore acqueo per ridurre il rischio di sollecitazione termica e contaminazione delle fibre
- lacci di chiusura, bordo elastico