

## PROVETTA SOTTOVUOTO URINE 10 ml - sterile conf. 100 pz.



Provetta sottovuoto urine 10 ml\_

—  
—  
—

Materiale: Polipropilene\_

—  
—  
—

Provetta sterile per urine e provetta sottovuoto\_

—

Provetta confezionata singolarmente con etichetta di carta, in scatoletta singola.\_

—

Graduata 0,5, 1, 2,5, 5, 10 ml.\_

—

confezione multilingue: GB, FR, IT, ES.\_

—  
—

—

Provetta sottovuoto a tappo giallo senza conservante.