

CATETERE ESTERNO UOMO con vasoio - silicone - diam. 31 mm conf. 30 pz.



CATETERI ESTERNI IN SILICONE PER UOMO_

—

—

—

- Catetere est. per uomo con vasoio Ø 31 mm_

—

- Misura: M/L_

—

—

—

Cateteri esterni per uomo con vasoio realizzato al 100% in silicone ultrasottile, che elimina il rischio di irritazioni cutanee dovute al lattice. Questo materiale presenta la massima permeabilità al vapore acqueo. Il silicone morbido, traspirante e inodore offre maggiore confort al paziente e mantiene la cute più sana, riducendo il rischio di macerazione. La striscia adesiva è integrata nella guaina del catetere, facilitando l'applicazione e permettendo di indossare a lungo il catetere. Il vasoio integrato evita che le estremità adesive si appiccichino l'una all'altra. La trasparenza consente di ispezionare facilmente la

cute._

–

–

–

Sicurezza_

–

Il cono in silicone resistente allo schiacciamento garantisce la continuità del flusso di urina e il collegamento sicuro a tutti i principali tipi di sacche di raccolta dell'urina._

–

–

–

Semplicità di utilizzo_

–

Sistema a pezzo unico facile da applicare e rimuovere, fissato alla cute con un adesivo acrilico._

–

–

–

Si adattano perfettamente alla maggior parte dei pazienti_

–

Guaina di lunghezza standard, dotata di adesivo forte e disponibile in cinque misure differenti._

–

–

–

Confezionati singolarmente in sacchetto di plastica, in scatola da 30 pezzi.