

## Batteria per Defibtech Lifeline ca. 5 anni



La batteria, codice DBP1400, ha una carica che dura ca. 5 anni in stand-by e permette l'erogazione di 125 scosse o 8 ore di utilizzo ininterrotto. Questa durata di 5 anni include le autodiagnosi quotidiane, settimanali, mensili e trimestrali del defibrillatore.

Insieme con questa batteria viene fornita una pila al litio 9 V. Il defibrillatore usa questa piccola batteria 9 V per le autodiagnosi così che non scarica la batteria grande, ovviamente più costosa. La batteria 9 V al litio è disponibile separatamente e si sostituisce ogni anno.

Dopo la sostituzione della batteria, il defibrillatore avvia un'autodiagnosi. Al risultato positivo dell'autodiagnosi, l'indicatore di stato lampeggerà verde.

Attenzione: non adatta per il Defibtech Lifeline View!

### **Specifiche**

Prodotto Defibtech Lifeline batteria ca. 5 anni

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Defibtech Lifeline AED/AUTO

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 0.4 kgs

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Con quali defibrillatori è compatibile questa batteria?**

*È compatibile con i modelli Defibtech Lifeline AED e Lifeline AUTO.*

##### **Quanto dura la batteria?**

*La durata in standby è di circa 5 anni, includendo i cicli automatici di autodiagnosi del defibrillatore.*

##### **Quante scariche può erogare?**

*La batteria può garantire fino a circa 125 scariche.*

##### **È difficile sostituire la batteria?**

*No, la sostituzione è semplice e può essere effettuata rapidamente seguendo le istruzioni del dispositivo.*

##### **Come verifico che il defibrillatore sia pronto all'uso?**

*Dopo l'installazione, il DAE esegue un'autodiagnosi e l'indicatore verde lampeggiante segnala il corretto funzionamento.*

Batteria di ricambio per il defibrillatore Defibtech Lifeline (inclusa batteria al litio 9V per le autodiagnosi).

Questa batteria dura ca. 5 anni. Disponibile anche una batteria che dura 7 anni.