

Batteria per Defibtech Lifeline durata ca. 7 anni



Defibtech Lifeline batteria a lunga durata tipo DCF-210

Unità di batteria per il Defibtech Lifeline. La batteria ha una durata di ca. 7 anni in modalità stand-by (posizionata nel defibrillatore), 300 scariche o una durata di 16 ore di utilizzo incl. le autodiagnosi quotidiane, settimanali, mensili e trimestrali.

Insieme con questa batteria viene fornita una pila 9 V. Questa si integra nella grande batteria. Il defibrillatore usa questa piccola batteria 9 V per le autodiagnosi così che non scarica la batteria grande, ovviamente più costosa. La batteria 9 V al litio è disponibile separatamente e si sostituisce ogni anno. Dopo la sostituzione della batteria, il defibrillatore avvia un'autodiagnosi. Al risultato positivo dell'autodiagnosi, l'indicatore di stato lampeggerà verde.

Attenzione: non adatta per il Defibtech Lifeline View!

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello Defibtech Lifeline AED/AUTO

Durata circa. 7 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 0.4 kgs

Defibtech Lifeline batteria con una durata di ca. 7 anni (inclusa batteria 9V per le autodiagnosi).