

## Batteria per Defibrillatore Tecnoheart Plus



### **Batteria al litio non ricaricabile per Tecnoheart Plus**

Durata: 5 anni in standby

200 scariche/10 ore di funzionamento

La batteria funziona come maniglia per il defibrillatore. È facilmente staccabile e sostituibile dall'utente.

### **Specifiche**

Batteria o elettrodi Batteria

Durata circa. 5 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 1 kgs

---

### **FAQ - Domande e Risposte**

**Quanto dura la batteria?**

*Fino a 5 anni in standby, a seconda delle condizioni di utilizzo.*

**Quante scariche supporta?**

*Circa 200 scariche o 10 ore di funzionamento.*

**È facile da sostituire?**

*Sì, è progettata per una sostituzione semplice anche da parte dell'utente.*

**È compatibile con altri defibrillatori?**

*No, è specifica per il modello Tecnoheart Plus.*

**Quando va sostituita?**

*Dopo il ciclo di vita indicato o quando segnalato dal dispositivo.*

Batteria al litio non ricaricabile per Tecnoheart Plus.

Durata: 5 anni in standby, 200 scariche/10 ore di funzionamento.

Attenzione: dopo 5 anni la batteria è da cambiare, anche se l'indicatore di stato della batteria mostra ancora delle tacche.