


PAD PAK per adulti per Heartsine Samaritan



I defibrillatori Heartsine usano il principio di un'unica soluzione integrata di piastre e batteria. Questo set di 2-in-1 facilita oltremodo la sostituzione dei consumabili per rendere l'apparecchio pronto all'uso. Il modulo padpak è fatto per essere utilizzato sugli adulti. Tutti i pazienti di età superiore agli otto anni possono essere trattati con le placche per adulti.

Il PadPak ha una capacità di ca. 60 minuti di utilizzo ininterrotto del defibrillatore o di ca. 30 scosse di 200 Joules. Dentro il DAE, in stand-by, il Padpak durerà ca. quattro anni. Il defibrillatore eseguirà l'autodiagnosi e la spia lampeggerà di verde finché l'esito di questa autodiagnosi è positivo.

L'algoritmo dei DAE dell'Heartsine è di 150-150-200 Joules. Questo Padpak può essere utilizzato nei modelli Samaritan PAD 300P, Pad 350P, Pad 360P e Samaritan PAD 500P.

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria ed elettrodi

Adatto per modello Heartsine Samaritan 350P/360P, Heartsine Samaritan 500P

Durata circa. 4 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 0.3 kgs

Kit batteria ed elettrodi adulti per Defibrillatore Heartsine Samaritan Pad.

Adatto per i seguenti modelli:

- Heartsine Samaritan 300P
- Heartsine Samaritan 350P
- Heartsine Samaritan 360P
- Heartsine Samaritan 500P