


PAD/PAK pediatrico per Samaritan 350P/500P



- **Heartsine Pedi Pak**

Cartuccia PED/PAK pediatrica per Defibrillatore Heartsine Samaritan Pad 350P/500P

Questa cartuccia contiene una batteria ed una coppia di elettrodi pediatrici. I defibrillatori Samaritan Pad funzionano con un modulo di 2-in-1 che si può facilmente sostituire da soli. Gli elettrodi sono sempre monouso e questo Pedipak è adatto per la rianimazione di bambini < 8 anni o < 25 kg.

Quando si inserisce il Pedipak, il defibrillatore riconosce che si tratta di una cartuccia pediatrica e abbasserà la quantità di energia per assicurare un effetto massimo sul corpo più piccolo di un bambino.

Il PediPak può essere utilizzato per 60 minuti di fila o per 30 scosse di 50 Joule. Se il defibrillatore è lasciato in Stand-by, il pedipak dura ca. 3,5 anni.

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria ed elettrodi

Adatto per modello Heartsine Samaritan 350P/360P, Heartsine Samaritan 500P

Durata circa. 3.5 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 0.3 kgs

Kit batteria ed elettrodi pediatrici per Defibrillatore Heartsine Samaritan Pad.

Adatto per i seguenti modelli:

- Heartsine Samaritan 300P
- Heartsine Samaritan 350P
- Heartsine Samaritan 360P
- Heartsine Samaritan 500P