

Batteria Schiller FRED PA-1/DefiSign LIFE



Batteria Schiller FRED PA-1/DefiSign LIFE

DefiSign LIFE Batteria, adatta anche per lo Schiller Fred PA-1

La batteria si sostituisce facilmente da soli ed ha una capacità di ca. 5-6 anni in standby nelle seguenti circostanze:

- il defibrillatore è tenuto a temperatura ambiente;
- il defibrillatore è tenuto in standby (quindi non viene utilizzato);
- il coperchio rimane chiuso.

Tutte le volte che il coperchio viene aperto e chiuso, il defibrillatore si accende ed usa la capacità della batteria.

Se usata con il defibrillatore DefiSign Life Online la durata è di circa 3 anni.

Garanzia/sconto per batteria scarica ca.

Se la batteria si scarica prima di 2,5 anni e gli elettrodi sono stati sostituiti entro e non oltre i 15 giorni dalla scadenza degli stessi, si ha diritto ad una batteria nuova. Infatti, la mancata sostituzione degli elettrodi scaduti provoca lo scaricarsi veloce della batteria.

Se la batteria si scarica tra i 2,5 e 3,5 anni e gli elettrodi sono sostituiti entro e non oltre i 15 giorni dalla scadenza degli stessi, si ha diritto ad uno sconto all'acquisto di una batteria nuova.

Specifiche

Batteria o elettrodi Batteria

Adatto per modello DefiSign LIFE AED, Schiller FRED PA1

Durata circa. 5-6 anni

Gruppo di pazienti Inapplicabile

Peso 0.3 kgs

FAQ - Domande e Risposte

Con quali dispositivi è compatibile questa batteria?

È compatibile con Schiller FRED PA-1, DefiSign LIFE e DefiSign LIFE Online.

Perché è importante sostituire la batteria nei tempi previsti?

Per garantire che il defibrillatore sia sempre pronto all'uso in caso di emergenza.

È una batteria originale?

Sì, è progettata per essere utilizzata con i modelli compatibili indicati dal produttore.

La sostituzione è semplice?

Sì, la batteria può essere sostituita rapidamente seguendo le istruzioni del dispositivo.

Dove può essere utilizzata?

In qualsiasi ambiente dotato di defibrillatore AED, come aziende, scuole, strutture sanitarie e impianti sportivi.

Batteria Schiller FRED PA-1 e DefiSign LIFE originale per defibrillatori AED.

Durata ca. 5-6 anni, adatta ai seguenti modelli:

- DefiSign LIFE

- DefiSign LIFE Online
- FRED PA-1